


AUTOMATICAMENTE: SEGMENTAZIONE, SETUP E PRESENTAZIONE

Semplificate l'analisi dei modelli e dei setup con CS Model+

Non abbiamo soltanto migliorato il processo manuale per l'analisi dei modelli e la creazione di setup ortodontici — lo abbiamo reinventato. Ora, con CS Model+, avete una soluzione più intuitiva e più rapida, che vi permette di valutare i modelli digitali e di creare in pochi minuti setup ortodontici virtuali. Oltre ai risparmi di tempo, aumenterete la probabilità di accettazione del trattamento proposto, poiché i pazienti potranno comprendere meglio il loro trattamento e visualizzare più efficacemente i risultati potenziali.

- Risparmio di tempo grazie al rilevamento automatico della dentizione e all'etichettatura automatica dei denti
- Selezione dei denti da estrarre e indicazione se l'obiettivo del trattamento è colmare gli spazi, sostituire il dente o simulare una IPR (Interproximal Reduction / Riduzione interprossimale)
- Esame del rapporto interincisivi, espansione intercanini e livellamento della Curva di Spee
- Valutazione del livello di difficoltà del caso da un'ampia gamma di diffusi standard del settore, inclusa l'analisi di discrepanza di Bolton, l'indice PAR (Peer Assessment Rating), l'indice di discrepanza ABO e altro ancora
- Simulazione di vari setup virtuali utilizzando differenti opzioni di trattamento terapeutico
- Si ottengono report del paziente generati automaticamente, personalizzati
- Si utilizzano modelli digitali acquisiti mediante CBCT e sistemi di scansione intraorale di Carestream Dental




CS MODEL+




In un minuto, automaticamente, CS Model+ rileva, segmenta ed etichetta i denti. Questo software vi permette anche di indicare i punti di interesse, ad esempio impianti, eruzioni, denti soprannumerari o mancanti.




Simulate il livellamento della Curva di Spee, e potete scegliere tra inserire valori specifici, l'appiattimento automatico o lasciarla invariata, durante la simulazione del setup.



Controllo della mappatura dell'occlusione e del risultato simulato del trattamento, fianco a fianco.



Esecuzione di simulazioni usando varie forme dell'arcata, contrazione, espansione e traslazione sull'arcata mascellare e sulla mandibolare.



Completamento del setup di trattamento e creazione di un filmato simulato che vi aiuta a presentare ai pazienti gli obiettivi del trattamento.



Generazione automatica di report personalizzabili, inclusa l'analisi di discrepanza di Bolton, l'indice PAR (Peer Assessment Rating), l'indice di discrepanza ABO e altro ancora.



CS MODEL+



CS Advantage

Mantenetevi aggiornati e coperti. Iscrivetevi al Piano CS Advantage.

Ottenete gli aggiornamenti software, il training e il supporto che vi occorrono per assicurare la migliore esperienza possibile in relazione all'acquisto del vostro software. Con il piano CS Advantage è facile. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro rappresentante Carestream Dental.