

CS 8200 3D ACCESS


# Porta il futuro nel tuo studio

Il tuo viaggio digitale inizia qui. Accedi a diagnosi più sicure, a migliori cure per i tuoi pazienti e alla possibilità di far crescere la tua attività con CS 8200 3D Access di Carestream Dental. Dai il benvenuto a un sistema di imaging CBCT più semplice di quanto pensi e costruito su una piattaforma aperta per aiutarti a immaginare il futuro del tuo studio.



## Imaging potente per ogni esigenza

Con quattro modalità e fino a sei campi visivi selezionabili, che vanno da 4 cm x 4 cm a 10 cm x 10 cm<sup>1,2</sup>, CS 8200 3D Access copre praticamente qualsiasi esigenza, compresa la scansione dell'intera arcata. È possibile ottenere l'immagine ideale per ogni singolo esame, alla dose giusta.



# Imaging CBCT facile e avanzato a portata di mano

Entra in un mondo di immagini 3D cristalline con CS 8200 3D Access. Ottieni un imaging CBCT straordinariamente versatile per poter eseguire più procedure in studio e far crescere la tua attività. Con le sue numerose funzioni e i software aggiuntivi, CS 8200 3D Access assicura immagini precise, ad alta risoluzione, sempre e in ciascuno specifico utilizzo — risultando la scelta ideale per entrare nel mondo del 3D.

## Precisione di 75 micron

Le immagini ad altissima risoluzione consentono di visualizzare i più piccoli dettagli clinici ed sono perfette per le indicazioni endodontiche. Inoltre, l'algoritmo Advance Noise Reduction riduce il rumore dell'immagine e preserva i dettagli clinici.

## Immagini senza artefatti

La rivoluzionaria tecnologia CS MAR<sup>1</sup> con confronto dinamico riduce automaticamente gli artefatti da parti metalliche per aiutare a confermare la diagnosi e ridurre il rischio di errori d'interpretazione.

## Imaging low dose

La modalità low dose assicura immagini 3D di alta qualità con una dose uguale o minore rispetto a quella di un esame panoramico standard, per procedure più sicure, mentre la modalità panoramica low dose riduce la dose di radiazioni fino al 50%.

## Immagini 2D eccellenti

Grazie alla tecnologia Tomosharp e all'avanzata elaborazione delle immagini, CS 8200 3D Access assicura immagini panoramiche, cefalometriche e bitewing extraorali dall'eccellente nitidezza.

## Design intelligente


La moderna interfaccia utente del sistema facilita l'acquisizione delle immagini, mentre il posizionamento frontale senza laser consente di posizionare correttamente il paziente senza inconvenienti.

## Ottieni il massimo da ogni scansione

La nostra gamma che include un software di imaging innovativo e moduli aggiuntivi opzionali consente di espandere le capacità in base alle proprie esigenze.



Le nuove funzioni di mappatura automatica supportate dall'intelligenza artificiale consentono di risparmiare tempo e di garantire risultati precisi.



La nostra interfaccia utente intuitiva semplifica l'acquisizione delle immagini.

<sup>1</sup> Opzionale

<sup>2</sup> Nell'Ontario, l'uso di FOV oltre 8 cm x 8 cm da parte degli odontoiatri è soggetto a condizioni.