



**teethan<sup>®</sup>**

L'Analisi Digitale dell'Occlusione Dentale  
rapida, facile e accurata



## Cos'è Teethan e come funziona



Teethan® è uno strumento digitale innovativo in grado di misurare in maniera semplice, rapida e non invasiva i parametri scientifici dell'occlusione dentale. Queste informazioni, importanti per il tuo lavoro, non sono rilevabili con i metodi tradizionali.

L'esame dura circa 3 minuti, è sicuro e totalmente indolore. Quattro piccole sonde senza fili vengono applicate sul viso in corrispondenza dei muscoli temporali e masseteri. Il paziente esegue alcune prove di serramento, stringendo i denti più volte per circa 5 secondi.

L'esame con Teethan® non ha controindicazioni: adulti, bambini, donne in gravidanza e portatori di pacemaker possono eseguirlo senza alcun rischio.



## A cosa serve Teethan

- Consente di valutare oggettivamente la condizione occlusale del paziente
- Supporta l'esperienza clinica con dati quantitativi e misure oggettive
- Permette di monitorare l'evoluzione del trattamento
- Aiuta a comunicare meglio con il paziente
- Protegge sul piano legale in caso di contestazioni
- Incrementa la redditività dello studio
- Facilita il dialogo con fisioterapisti e posturologi





teethan®

## Il contributo di Teethan nella pratica clinica quotidiana

L'opinione del dentista:

### Prima visita

Migliora la diagnosi e permette di distinguersi con una tecnologia avanzata.

*"Teethan® mi aiuta a perfezionare la prima visita odontoiatrica, mi dà delle certezze ed eleva la mia capacità di inquadramento diagnostico del paziente. È indispensabile per l'elaborazione di un corretto piano di trattamento."*

Dott. Antonino Cacioppo

### Riabilitazione protesica

È una guida per il ripristino della funzione del paziente e aiuta ad intercettare le diverse problematiche.

*"Utilizzo Teethan® come bussola nelle mie riabilitazioni protesiche, perché riesco a capire il lavoro muscolare del paziente e a individuare le laterodeviazioni: mi aiuta nelle diagnosi differenziali e in tutte le fasi del trattamento."*

Dott. Luca Ortensi

### Bite e occlusione

Consente di testare e funzionalizzare i bite in tempo reale, verificare rialzi occlusali o eventuali cambi di occlusione.

*"Teethan® rende apprezzabile il sospetto diagnostico e mi aiuta nella sua risoluzione, nei rialzi occlusali ma anche e soprattutto nella progettazione di un bite."*

Dott. Onelio Banaio

### Ortodonzia

Permette di verificare il raggiungimento di un'occlusione equilibrata e di evitare le recidive.

*"Teethan® mi permette una finalizzazione monitorata delle strutture del sistema stomatognatico, per ottenere un'occlusione stabile ed equilibrata nel tempo."*

Dott. Ettore Accivile

### Gnatologia

Analizza le componenti muscolari nei pazienti disfunzionali e consente di verificare se il paziente supporta il trattamento.

*"Teethan® mi aiuta a dare risposta a tante domande: ho bilanciato correttamente quest'occlusione? Può residuare un sovraccarico in grado di danneggiare il mio lavoro o i denti del paziente?"*


Dott. Alessandro Nanussi

### Comunicazione e tutela legale

Aiuta a comunicare al paziente la necessità di un trattamento e la sua efficacia. Permette di documentare l'evoluzione del trattamento.

*"Grazie a Teethan® il paziente capisce quello che gli si sta facendo, e perché lo si sta facendo; permette di oggettivare l'attività muscolare ottimizzando anche il dialogo tra i professionisti"*

Dott. Stefano Montagna



## Aggiornamento continuo: webinar gratuiti condotti da professionisti



Con Teethan® hai a disposizione un canale di comunicazione per condividere e confrontare la tua esperienza con quella dei colleghi. I webinar Teethan® ti permettono di partecipare a incontri formativi e demo di casi reali senza muoverti dal tuo studio.


## Uno strumento utile per il 98% degli utilizzatori, molto utile per il 59%, indispensabile per il 15%



Periodicamente sottoponiamo Teethan® al giudizio dei dentisti che lo stanno utilizzando. Il loro grado di soddisfazione è un indice determinante per confermare la validità dello strumento e confortare le nostre scelte nella continua evoluzione del sistema. I risultati della survey sono visibili sul sito [www.teethan.com](http://www.teethan.com)

## Ogni anno centinaia di studi dentistici scelgono di diventare Centri Qualificati Teethan

Consulta l'elenco dei dentisti che hanno già scelto Teethan® sul sito [www.teethan.com](http://www.teethan.com) e scopri il centro più vicino a te.





teethan®

## Un nuovo, straordinario strumento di analisi per la valutazione dell'occlusione dentale

Teethan® è il punto di arrivo di oltre 20 anni di ricerca nel campo dell'analisi elettromiografica di superficie. In meno di 14 grammi Teethan® racchiude innovazioni tecnologiche da primato che ne fanno uno strumento di analisi con caratteristiche uniche al mondo.

Con Teethan® il dentista può valutare in pochi secondi la condizione oclusale del paziente, senza ricorrere a strumenti invasivi che ne alterino l'atteggiamento naturale o procurino disagi.

Teethan® è il risultato della ricerca di un team di bioingegneri, sviluppatori e designer incaricati di raggiungere un traguardo ambizioso: mettere nelle mani del medico odontoiatra la tecnologia digitale più avanzata, nella sua forma più produttiva e semplice da usare.



Annota qui la tua demo gratuita:



.....

.....



DTU Srl  
Via Pietro Redaelli, 11  
20146 Milano  
Tel. +3902 4549 3997

diventa anche tu un Teethan Qualified Center  
[www.teethan.com](http://www.teethan.com)

Teethan® è un dispositivo medico CE.  
Ai sensi della circolare del Ministero della Salute  
del 28/3/2013, Teethan S.p.A. avvisa l'utente che i contenuti  
presenti in questo documento sono rivolti esclusivamente  
a operatori sanitari, hanno un carattere esclusivamente  
informativo e non sono qualificabili  
come pubblicità.

